## 多元評量教學設計 設計者:和美高中國中部 徐秉正老師

	設計者:和美高中國	中部 徐秉正:	老師				
教學主題:測量	量未知鹼濃度 (滴定法)	學習領域	自然領域				
教學對象	國 3 學生 地點:實驗室	教學時間	二節 (90 分鐘)				
評量活動目標	<ol> <li>能了解莫耳濃度定義,並計算莫耳數求得所需溶質質量。</li> <li>能正確操作天秤及正確配製標準溶液。</li> <li>能理解液態溶質配製水溶液的計算及操作。</li> </ol>						
	<ul><li>4. 能正確操作酸鹼滴定。</li><li>5. 能依據實驗結果分析數據並探討實驗誤差產生的原因。</li></ul>						
相對應 CJa-Vc-3 莫耳及簡單的化學劑量 能力指標 CJc-Vc-3 體積莫耳濃度的表示法。							
教學準備與 ● 天平,滴定管,鹽酸,氫氧化鈉,酚酞指示劑,試管*24, 教材教具運用 瓶或量筒							
作業檢核與評量方式(比例) 配製標準酸鹼溶液(33%);實驗操作(33%);定量濃度結果(33%							
	教學活動	評量活動	め(含基準與規準)				
全問題3. 會實際操作	度的定義 作的步驟,並注意相關的安						
活動 1a: <b>占</b>	*************************************						

活動 1a: **古** 態溶質: 各組配製標準 1M NaOH 水溶液 100mL

計算及事前準備:鐵架\*2、試管\*24、標

籤紙、滴管數隻

活動策略: 固態溶質→分子量→利用 M×V

公式求出所需莫耳數→莫耳數×分子量─

所需克數

## 評量題目:

能完成學習單上的空格(紙筆測驗)

基準:填充題答對一格兩分


實際操作:秤取藥品 (應取 4 公克)

實際操作:取適量水使溶質完全溶解

實際操作:加到足量水位

活動 1b: 濃度驗證實驗

各組取 5mL NaOH 溶液到滴定管內,老師 以事先準備好之標準 1M 酸液中和之,以 酚酞變色的時機點比較出何組配製的 NaOH 濃度比較接近標準 1M



圖說:前排為各組配好之 NaOH 5mL,後 排為老師準備之標準 1M HCl 5mL+一滴酚酞

活動 1c: 沒 態溶質: 配製標準 1M HCl 100ml

溶質計算策略: 液態溶質→分子量

利用 M×V 公式求出所需莫耳數→莫耳數× 分子量→預估所需克數→克數÷濃度→所 評量規準:每一項未完成扣分2分

- 1. 有無先校準天平
- 2. 有無放置秤量紙
- 3. 有無使用砝碼夾
- 4. 砝碼有無由大→小放置
- 5. 有無形成完全溶解時之澄清透明
- 6. 應不超過 100mL
- 7. 在量瓶或是量筒上水位的判讀是否正確

### 評量規準:

- 1. 比較各組水溶液高度,高度偏差太多的 組別扣五分
- 2. 越接近標準濃度之組別從+12、+10....排 序到+2

# 需濃酸之克數→濃酸克數÷密度→所需濃

### 酸之體積

計算配製標準 1M HCl 100ml 所需之濃 HCl 體積

配製步驟:1.利用量筒秤取足量藥品 2.取 適量水使溶質完全溶解 3.加到足量水位 4.溶液倒入燒杯備用,並清洗器具

活動 1d 濃度驗證:各組取五毫升 HCl 溶液到滴定管內,老師以事先準備好之標準 1M 鹼液中和之,以酚酞變色的時機點比較出何組配製的 HCl 濃度比較接近標準 1M

活動 2: 以自製 1M HCl 測定 10mL 未知 濃度的 NaOH (滴定法)

活動 2a:實作

#### 評量題目:

能完成學習單上的空格 (紙筆測驗,8格) 各組推派一位同學戴手套在通風櫃內 操作

## 評量規準:


- 1. 能否避免吸入酸霧
- 2. 是否瓶蓋朝上避免汙染
- 3. 是否避免使用量筒配製溶液
- 4. 是否確實遵守稀釋時,酸倒入水中
- 5. 完全溶解時是否超出目標水量
- 6. 是否對齊正確的刻度

老師以滴管快速操作酸鹼中和(以鹼滴酸), 並在黑板紀錄酚酞變色時機的體積耗用情形 評量規準:

- 比較各組水溶液高度,高度偏差太多的 組別扣五分
- 4. 越接近標準濃度之組別從+12、+10....排 序到+2

#### 評量重點:

- 1. 填充酸前有無徹底排除水分
- 2. 有無使用漏斗填充
- 3. 使用漏斗填充時有無撐起漏斗防止氣塞
- 4. 滴定管有無排除空氣
- 5. 排除空氣時是否使用小燒杯承接
- 6. 操作滴定管時有無扶住滴定管
- 7. 是否忘記加入指示劑
- 8. 錐形瓶下是否墊者白紙方便觀察變色
- 9. 滴定過程是否充分搖晃錐形瓶
- 10. 接近變色點時是否減緩滴定速度



A為自訂義 1M 標準鹽酸

B 為未知濃度 NaOH 10mL+數滴酚酞 (由教師提供且各組濃度 不相同)

活動 2b:多次實驗求結果 (至少三次)

- 1. 是否確實完成 3 次實驗 (2 分)
- 平均值落入95%區間(3分);平均值落入90%區間(1分)

活動 2c:探討實驗誤差產生的原因:

- 1. 觀察紀錄的過程中提出 3 點以上疑問, 並解釋之 (5 分)
- 2. 觀察紀錄的過程中提出 2 點疑問,並解釋之(3分)
- 3. 只觀察無法提出解釋 (2分)
- 4. 寫出實驗心得 (1分)

# 評量分組配分:

單元	活動 la		活 動 1b	活動 1c		活 動 1b	活動 2a	活動 2b	活動 2c
應得	填 充 2 題	實作 要點 7點	濃度驗證	填充8題	實作 要點 6點	濃度驗證	實作 要點 10點	平均值 落入 95%區 間	實驗探討
滿分	4	14	12	16	12	12	20	5	5
實得									

實作評量:酸鹼濃度的定量實驗學習單 年級 班 號 姓名: 設計者:徐秉正 活動 1a: 配製標準 1M NaOH 100mL 填充題:認識莫耳濃度 1a-1 莫耳濃度又稱為 莫耳濃度,代號為[],定義為平均每公升水溶液中溶質 之莫耳數,單位為 mol/L, 記成。 各組任務分派: 欲配製 1M NaOH 溶液 100mL: 溶質計算策略: **适** 態溶質→分子量→利用 MxV 公式求出所需莫耳數→莫耳數×分子 量→所需克數 配製步驟:1.利用天秤或電子秤取足量藥品 2.取適量水使溶質完全溶解 3.加到足量水 位 4.溶液倒入燒杯備用,並清洗器具 活動 1b: 濃度驗證: 各組取五毫升 NaOH 溶液到滴定管內, 老師以事先準備好之標準 1M 酸液中和之,以酚酞變色的時機點比較出何組配製的 NaOH 濃度比較接近標準 1M Step1:比較各組水溶液高度,高度偏差太多的組別扣五分 Step2: 老師以滴管快速操作酸鹼中和(以鹼滴酸),並在黑板紀錄酚酞變色時機的體積 耗用情形 評量規準為越接近標準濃度之組別從+12、+10....排序到+2 活動 1c: 配製標準 1M HCl 100ml 溶質計算策略: | 液態溶質 → 分子量 → 利用 M×V 公式求出所需莫耳數 → 莫耳數×分子

量→預估所需克數→克數÷濃度→所需濃酸之克數→濃酸克數÷密度→所需濃酸之體積

配製標準 1M HCl 100ml 請完成下列表格,每格兩分

計算流程: 濃鹽酸重量百分濃度 32%,密度 D=1.159 → HCl 分子量=\_\_\_\_\_→

利用 M×V 公式求出所需莫耳數 = \_\_\_\_\_\_\_ 毫莫耳 → 莫耳數×分子量 → 所需 HC1 之

克數=\_\_\_\_\_克 → 克數÷濃度= \_\_\_\_÷ 32% → 所需濃酸之克數=\_\_\_\_克

→ 濃酸克數÷密度→所需濃酸之體積= ÷ =需濃 HC1 mL

配製步驟:1.利用量筒秤取足量藥品 (各組推派一位同學戴手套在通風櫃內操作)2.取適量水使溶質 完全溶解 3.加到足量水位 4.溶液倒入燒杯備用,並清洗器具

### 評量重點:

- 1. 能否避免吸入酸霧
- 2. 是否瓶蓋朝上避免汙染
- 3. 是否避免使用量筒配製溶液
- 4. 是否確實遵守稀釋時,酸倒入水中
- 5. 完全溶解時是否超出目標水量
- 6. 是否對齊正確的刻度

濃度驗證:各組取五毫升 HCI 溶液到滴定管內,老師以事先準備好之標準 1M 鹼液中

和之,以酚酞變色的時機點比較出何組配製的 HCI 濃度比較接近標準 1M

Step1:比較各組水溶液高度,高度偏差太多的組別扣5分


Step2:老師以滴管快速操作酸鹼中和(以鹼滴酸),並在黑板紀錄酚酞變色時機的體積

耗用情形

評量規準: 越接近標準濃度之組別從+12、+10....排序到+2

活動 2: 以自製 1M HCl 測定 10mL 未知濃度的 NaOH (滴定法)

活動 2a:實作



(由教師提供且各組濃度不相同)

#### 評量重點:

- 1. 填充酸前有無徹底排除水分
- 2. 有無使用漏斗填充
- 3. 使用漏斗填充時有無撐起漏斗防止 氣寒
- 4. 滴定管有無排除空氣
- 5. 排除空氣時是否使用小燒杯承接
- 6. 操作滴定管時有無扶住滴定管
- 7. 是否忘記加入指示劑
- 8. 錐形瓶下是否墊者白紙方便觀察變
- 9. 滴定過程是否充分搖晃錐形瓶
- 10. 接近變色點時是否減緩滴定速度

活動 2b: 多次實驗求結果(至少三次)

實驗結果: NaOH 濃度

第一次:\_\_\_\_\_M; 第二次:\_\_\_\_\_M; 第三次:\_\_\_\_\_M;

平均: M

活動 2c:探討實驗誤差產生的原因:

### 測量未知鹼濃度 (滴定法) 活動計分表:

評量分組計分:    組別:   組員:	L計分: 組別: 組員:
----------------------	--------------

完成以下表格,滿分100分:

單	活動 1a		活動	活動 1c		活動	活動 2a	活動 2b	活動
元	70 3/) 10		1b			1b			2c
應	填充	實作要	濃度	填充	實作要	濃度	實作要點	平均值落入	實驗探
得	2題	點7點	驗證	8題	點 6 點	驗證	10 點	95%區間	討
滿分	4	14	12	16	12	12	20	5	5
實									
得									

## 活動 2b 評量規準:

- 1. 是否確實完成 3 次實驗 (2分)
- 2. 平均值落入 95%區間 (3分); 平均值落入 90%區間 (1分)

### 活動 2c:評量規準:

- 1. 觀察紀錄的過程中提出 3 點以上疑問,並解釋之 (5 分)
- 2. 觀察紀錄的過程中提出 2 點疑問,並解釋之 (3分)
- 3. 觀察無法提出解釋 (2分)
- 4. 僅寫出實驗心得 (1分)